

NDP SurfaPlus

Producto spray "ready-to-use"

- Rapidez de acción frente a bacterias, hongos y virus.
- Eficaz en 1 – 5 minutos.
- Sin aldehídos tóxicos.
- Acabado brillante y agradable olor de canela.

Rapidez de acción
frente a bacterias,
virus y hongos



Aplicaciones:

Desinfección de productos sanitarios no invasivos, de superficies críticas y semicríticas: camillas, mesas de operaciones, camas de hospitalización, pantallas, goteros, sillas de ruedas, carros de curas, interior de ambulancias...

CE
0318



NDP SurfaPlus



Fácil desinfección para todo tipo de superficies

NDP SurfaPlus es un producto en spray para la desinfección de superficies y Productos Sanitarios no invasivos en hospitales, clínicas y laboratorios. Elaborado a partir de una mezcla sinérgica (NDP) de ingredientes activos, con amonios cuaternarios de última generación combinados con agentes coadyuvantes y extractos activos de aceites esenciales. Amplio espectro biocida y rapidez de acción frente a bacterias, hongos y virus.

Eficacia

- Bacterias (EN 13697, EN 1276): *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*,
- Hongos (EN 13697, EN 1650): *Candida albicans*, *Aspergillus niger*.

Los principios activos contenidos en el producto NDP SurfaPlus presentan además la siguiente eficacia: *Penicillium glaucum*, *Trichophyton mentagrophytes*, *Microsporium canis*, *Cladospodium cladosporoides*, *Penicillium verrucosum*, *Aspergillus versicolor* y virus.

Modo de uso



Limpieza de la zona a desinfectar

En caso de suciedad visible y para mejorar los resultados de la desinfección, se recomienda limpiar la zona previamente. La limpieza se hará horizontal en zig-zag, de arriba hacia abajo y de dentro hacia fuera.



Desinfección por pulverización

Pulverizar NDP SurfaPlus hasta total impregnación. Dejar actuar hasta que se evapore. No requiere aclarado.



Desinfección por aplicación con toallitas

El producto puede ser aplicado también con las toallitas de NDP Kit Surfaces. Para ello, puede utilizarse el formato de 1500 ml. Impregnar las toallitas con el producto, dejar un tiempo de 10 minutos para saturarlas. Aplicar directamente sobre las superficies a tratar.

Composición

Cloruro de didecil dimetil amonio, 2-Fenoxietanol, cinamaldehído, isopropanol, excipientes y agua.

Presentación

- Envase de 750 ml, pulverizador opcional.
- Envase de 1500 ml para el uso con NDP Kit Surfaces.

Código de producto

- SF750F/E (envase spray de 750 ml).
- SF750TF/E (envase de 750 ml con tapón).
- SF1500F/E (envase de 1500 ml).



Vesismín S.L. - Gran Vía Carlos III, 94 - 08028 Barcelona - T. +34 934 095 301 F. +34 933 396 628 - SFEV00



<http://www.vesismin.com>



@vesismin



www.solucionesdesinfeccion.com